

WARDA

Ochrona RTG- Okulary ochronne

Gogle z regulacją nauszników

Typ: **OG** – możliwość regulacji kąta nachylenia i długości ramion pozwala na dokładne dopasowanie okularów do twarzy co zapewnia optymalną ochronę. Wielkość i kształt oprawek umożliwiają ich stosowanie na zwykłe okulary korekcyjne.



- Waga: 101 g
- Równoważnik osłabienia promieniowania, Eq Pb: 0,75 mm
- Kolor: przezroczysty dymny
- Materiał: tworzywo
- Producent: BETA anti

Neon

Typ: **ON** – lekkie, z oprawkami w anatomicznym kształcie, wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, w nowoczesnym i atrakcyjnym wzornictwie okulary ochronne w limitowanej serii.



- Waga: 60 g
- Równoważnik osłabienia promieniowania Eq Pb: 0,75 mm
- Kolor: zielony, fioletowy
- Materiał: tworzywo
- Producent: BETA anti

Dystrybutor:

WARDA Sp. z o.o.

Przyłęki, ul. Korzenna 5, 86-005 Białe Błota

Tel.: +48 607151979, Fax.: +48 525610863

e-mail: biuro@warda-warda.pl, www.warda-warda.pl