
Ochrona głowy - MAVIG

Ochronne nakrycie głowy Mavig, dopasowuje się do każdego rodzaju głowy i stanowi jej optymalną ochronę. Dostępne jest w wielu kolorach: jasny niebieski, ciemny niebieski, granat, limonkowy, rudy, różowy.

Nakrycie głowy firmy Mavig dostępne jest w wersjach: 0.25 mm Pb, 0.35 mm Pb i 0.5 mm Pb

Rodzaje nakryć głowy:

1. Opaska RA610

Nakrycie głowy Mavig typu **opaska** chroni część przednią – czoło oraz część boczną głowy. Czaszka nie jest chroniona.



2. Czapka oddychająca RA611

Ten model nakrycia głowy jest kompromisem pomiędzy wzmocnioną ochroną przeciw promieniowaniu oraz transmisją ciepła oddawaną przez czaszkę.

3. Czapka – RA 612

Poniższy model chroni całą głowę tj. czoło, część boczną i górną część czaszki. W tym modelu została zmniejszona emisja ciepła, dzięki odpowiednim oddychającym materiałom.



Kontakt:

e-mail: biuro@warda-warda.pl

tel.: 607151979

Fax.: 52 5610863