

## UNIWERSALNA, SILIKONOWA TAŚMA SIL-FIXX



Silikonowa taśma Sil-fixx (bez dodatków kleju) została opracowana wg wyjątkowej technologii i zawiera ciekłą warstwę silikonu (powierzchnia przylegania) na bazie poliuretanu (PU).

Taśma jest wysoce przepuszczalna i idealnie dostosowuje się do skóry pacjenta.

Umieszczanie i usuwanie taśmy są całkowicie bezbolesne.

### CHARAKTERYSTYKA

- Miękka i giętka taśma nie uszkadza i nie niszczy delikatnych warstw skóry;
- Opatentowana technologia: taśma zachowuje wysoka wytrzymałość, nawet po oderwaniu wymaganej długości;
- Taśma posiada doskonałe właściwości przylegania (adhezja) i jest wodoodporna; lepsza przyczepność do skóry w porównaniu z innymi taśmami na bazie papieru i włókniny- rogi taśmy nie odklejają się po zanurzeniu jej w wodzie;
- Lepsza elastyczność w stosunku do istniejących taśm dzięki zastosowaniu poliuretanów;
- Sil-fixx **można ponownie nakładać**, bez utraty przyczepności taśmy, wrywania włosów i pozostawiania resztek silikonu.

### ZASTOSOWANIE

- Szerokie zastosowanie - począwszy od noworodków aż po geriatrię. Szczególnie przydatna na oddziałach neonatologicznych, chirurgii dziecięcej, dla pacjentów z chorobami nowotworowymi.
- Każdy rodzaj mocowania, np.: wkłucia dożylnie, kaniule, rurki, elektrody, itp.
- Jako ochrona skóry, aby zapobiec powstawaniu ran.

### DOSTĘPNE ROZMIARY

Nazwa taśmy	Szerokość [cm]	Długość [m]	Nr katalogowy	Ilość rolek w opakowaniu
Sil-fixx	1,9	1,5	SF1915	6
Sil-fixx	2,5	1,5	SF2515	6
Sil-fixx	2,5	5,0	SF2550	6
Sil-fixx	5,0	1,5	SF5015	4
Sil-fixx	5,0	5,0	SF5050	4

### KONTAKT:

WARDA Sp. z o.o.  
ul. Korzenna 5, Przyłęki, 86-005 Białe Błota  
tel.: 607151979, Fax: 52 5610863  
e-mail: [biuro@warda-warda.pl](mailto:biuro@warda-warda.pl), [www.warda-warda.pl](http://www.warda-warda.pl)

