


Silikonowa taśma opatrunkowa **N-Fixx**

Delikatnie odklejana, zabezpieczająca taśma samoprzylegająca

Taśma silikonowa **N-Fixx** to medyczna taśma samoprzylegająca, która składa się z bardzo miękkiej, dobrze dopasowującej się folii bazowej z poliuretanu pokrytej na jednej powierzchni miękką warstwą silikonową, która zapewnia przyleganie do skóry (bioadhezja).

CHARAKTERYSTYKA

- ✓ Bezbolesne zmiany opatrunków
- ✓ Brzegi dobrze przylegają do ciała
- ✓ Wodoodporna i oddychająca
- ✓ Po usunięciu nie pozostawia na skórze żadnych pozostałości
- ✓ Może być ponownie umieszczona na skórze tego samego pacjenta.



Taśma silikonowa N-Fixx jest zalecana do stosowania u pacjentów z wrażliwą skórą, takich jak noworodki, dzieci, ludzie starsi, pacjenci dializowani, skóra po radioterapii lub skóra owłosiona.

DOSTĘPNE ROZMIARY

Nr katalogowy	Wymiar N-Fixx	Perforacja ułatwiająca oderwanie:	Ilość w opakow.
STcm2510	2,5 cm x 10 cm	co 5cm	50 szt.
STcm4010	4,0 cm x 10 cm	co 5cm	50 szt.
STcm4014	4,0 cm x 14 cm	co 7cm	50 szt.

Taśma silikonowa N-Fixx:

- ✓ zapewnia dobrą przyczepność,
- ✓ nie odpadnie zanim nie zostanie oderwana,
- ✓ poprawia komfort pacjenta,
- ✓ zmniejsza liczbę przypadków uszkodzeń skóry.
- ✓ jakość i użyteczność N-Fixx jest znacznie lepsza w porównaniu z konwencjonalnymi taśmami na bazie tkaniny i papieru.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

- ✓ Do mocowania szeregu urządzeń medycznych, np. doprowadzających tlen
- ✓ Do mocowania drenów, sond, kaniul dożylnych i elektrod.
- ✓ Do przyklejania opatrunków.
- ✓ Do zamykania powiek pacjentom.

KONTAKT:

WARDA Sp. z o.o.
ul. Korzenna 5, Przyłęki, 86-005 Białe Błota
tel.: 607151979, Fax: 52 5610863
e-mail: biuro@warda-warda.pl, www.warda-warda.pl

