

POZYCJONUJĄCE ROGALE NIEMOWLĘCE

do właściwego układania noworodka

Poduszka właściwa (ROGAL)	Pokrowiec na rogal
<ul style="list-style-type: none">• Powierzchnia nieprześląkliwa, zmywalna,• łatwa w dezynfekcji;• Wypełnienie: drobny granulat styropianowy;	<ul style="list-style-type: none">• wykonany z ciepłej flaneli;• deseń wzorzysty, dziecięcy• kolory pastelowe



ROZMIAR rogala	Wskazana masa ciała [g]	Wymiar [cm]
S	do 1000	75 x 11
M	1000 - 1500	85 x 14
L	powyżej 1500	100 x 15