

OCHRONNE PIELUSZKI DO FOTOTERAPII

Pieluszki do fototerapii zostały stworzone w celu zapewnienia noworodkowi bezpiecznej osłony narządów płciowych podczas zabiegu fototerapii. Dobrze przylegająca forma pieluszek umożliwia właściwe zabezpieczenie narządów płciowych przed szkodliwym promieniowaniem.



Ochronne pieluszki do fototerapii:

- wykonane są z bardzo miękkich warstw, wśród których znajduje się warstwa chłonna.
- Nie zawierają lateksu,
- Są hypoalergiczne,
- Oddychające, szczelnie przylegają do skóry noworodka,
- Dzięki zastosowaniu czarnego materiału o wysokiej gęstości, pieluszki ochronne zatrzymują całkowicie światło zewnętrzne. Materiał mający kontakt ze skórą noworodka nie zawiera barwników.
- Aby właściwie dobrać rozmiar pieluszki należy dokonać oceny wielkości samego pacjenta. Występują cztery rozmiary pieluszek, jak poniżej.

Waga pacjenta (noworodka)	Chłonność pieluszki	Nr kat.	Ilość szt. w opakowaniu foliowym	Ilość w opakowaniu zbiorczym (szt.)
< 800g	≥ 25ml	NPN-001	12	360
800 – 1250 g	≥ 50ml	NPN-002	12	360
1250 – 2250 g	≥ 75ml	NPN-003	12	360
>2250 g	≥ 100ml	NPN-004	12	360

KONTAKT:

WARDA Sp. z o.o.
ul. Korzenna 5, Przyłęki, 86-005 Białe Błota
tel.: 607151979, Fax: 52 5610863
e-mail: biuro@warda-warda.pl, www.warda-warda.pl

