

BEZDOTYKOWY TERMOMETR LED DO CZOŁA / UCHA

Nr kat. W2



1. Nazwa produktu: Bezdotykowy termometr LED do czoła / ucha
2. Zakres pomiarowy:
 - tryb ciała ludzkiego: od 32 °C do 43 °C (89,6 °F do 109,4 °F)
 - tryb obiektowy: 0,0 ~ 100,0 °C (32,0 °F ~ 199,9 °F)
3. Dokładność: $\pm 0,2$ °C / $\pm 0,4$ °F (w zakresie 36,0 °C ~ 39,0 °C / 96,8 °F ~ 102,2 °F)
4. Cyfrowy wyświetlacz LED (rozmiar: 32 × 28 mm)
5. Jednostki: °C / °F (przełączane)
6. Odległość pomiaru: ok. 10 cm
7. Funkcje:
 - Automatyczne wyłączenie po 50 ~ 60 sekundach
 - Alarm rozładowania baterii
 - Zasilanie: 2 × bateria 1,5 V AAA
 - Czas odczytu: 1 sekunda
 - Precyzyjna sonda na podczerwień,
 - Obudowa ABS, mlecznobiała
 - Pamięć odczytu - 20 zapisów
 - Żywotność: 5 lat
8. Waga: 100g bez baterii
9. rozmiar: 141 * 37 * 25mm
10. certyfikaty: CE&ROHS,FCC,FDA
11. Urządzenia medyczne