

TERMOMETR NA PODCZERWIĘĆ DO CZOŁA

Nr kat. – W3



1. Nazwa produktu: Termometr na podczerwień do czoła
2. Zakres pomiarowy:
 - tryb ciała ludzkiego: 32 °C do 43 °C (89,6 °F do 109,4 °F)
 - tryb obiektu: 0 °C ~ 100 °C (32 °F ~ 212 °F)
3. Dokładność pomiaru: ± 0,2 °C / ± 0,4 °F
4. Rozdzielczość wyświetlacza LCD: 0 °C / 0,1 °F
5. Ekran LCD:
 - Rozmiar: 30,8 * 26,6 mm
6. Wskaźnik koloru lampy LED:
 - Niebieski: pomiar w toku.
 - Zielony: temperatura <37,5 °C / 99,5 °F.
 - Czerwony: temperatura > 37,5 °C / 99,5 °F
7. Odległość pomiaru:
 - pomiar automatyczny z odległości 3-5 cm, lub
 - pomiar za pomocą przycisku
8. Automatyczne wyłączenie po 15 sekundach,
9. Zasilanie: 2 × bateria AAA 1,5 V, wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
10. Czas odczytu pomiaru: 1 sekunda
11. Funkcja brzęczyka:
 - włączenie urządzenia: 1 krótki sygnał dźwiękowy
 - pomiar zakończony: 1 długi sygnał
 - gorączka > 37,5 °C (99,5 °F) : 10 krótkich dźwięków
12. Bluetooth - opcjonalnie
13. Precyzyjna sonda czujnika podczerwieni, obudowa ABS mlecznobiała
14. Pamięć – 20 pomiarów
15. Żywotność: 5 lat
16. Waga bez baterii: 80g
17. Rozmiar produktu: 161 * 53,8 * 39 mm
18. Certyfikaty: CE / TUV 93/42 EWG
19. Urządzenia medyczne