

POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE
WIELOKROTNEGO UŻYCIA

POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE
WIELOKROTNEGO UŻYCIA



POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

SPIS TREŚCI

00	NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE, DO PRZYGOTOWANIA OPERACJI, TROKARY
01	SKALPELE, NOŻE
02	TRZONKI DO SKALPELI
03	NOŻYCHY
04	PINCETY
05	KLESZCZE DO OPATRUNKÓW, KLESZCZE DO MYCIA, ZAPINKI DO SERWET
06	KLESZCZYKI NACZYNIOWE, ZACISKI BULDOG, KLIPSY NACZYNIOWE, APROKSYMATORY
07	KLESZCZE PREPARACYJNE I DO LIGATURY, ZACISKI DO HISTEROTOMII
08	IMADŁA I NARZĘDZIA DO SZYCIA, IGŁY DO LIGATURY, SONDY
09	SONDY, WATOTRZYMACZE, KLIPSY DO SZWÓW
10	HAKI
11	ROZWIERACZE DO RAN, HAKI BRZUSZNE
12	HIRURGIA BRZUCHA, NARZĘDZIA DO CHIRURGII ŻOŁĄDKA, JELITA, ODBYTU
13	KLESZCZYKI DO PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH, WĄTROBY I ŚLEDZINY
14	UROLOGIA
15	WZIERNIKI GINEKOLOGICZNE
16	ROZSZERZADŁA DO MACICY
17	SONDY DOMACICZNE, KLESZCZE DO TAMPONÓW, KUŁOCIĄGI, KLESZCZE MACICZNE
18	NARZĘDZIA DO BIOPSJI I KIRETARZU
19	KARDIOCHIRURGIA, CHIRURGIA NACZYNIOWA I TORAKOCHIRURGIA
20	ODGRYZACZE KOSTNE
21	AMPUTACJA
22	PODWĄZKI KOSTNE, DŹWIGNIE RASPATORY, ŁYŻECZKI KOSTNE
23	MŁOTKI, DŁUTA
24	KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI, ODGRYZACZE KOSTNE, KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI
25	NARZĘDZIA DO DRUTÓW KOSTNYCH, WIERTARKI RĘCZNE, SZYDŁA
26	NARZĘDZIA DO OPATRUNKÓW
27	SSAKI
28	KOSZE I KASETY DO STERYLIZACJI, MISKI NERKOWATE
29	ZESTAW DO OPERACJI CIĘŚNI NADGARSTKA
30	ZESTAW DO OPERACJI ENDOSKOPOWYCH


19 KARDIOCHIRURGIA, CHIRURGIA NACZYNIOWA I TORAKOCHIRURGIA

19

Kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa i torakochirurgia
Herz-, Thorax- und Gefäß-Chirurgie
Cardiovascular - and Thoracic Surgery




POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA



POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Mikro-Pinocety z okrągłą rączką
Mikro-Pinzetten mit Rundgriff
Micro-Forceps with Round Handles



POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Mikro-Pincety z okrągłą rączką
Mikro-Pinzetten mit Rundgriff
Micro-Forceps with Round Handles


D
czubki utwardzane
Jaws TC coated
Maul mit Hartmetall-beschichtet

Model	Length	Jaw Tip	Material	Coating
30-29	150 mm (6")	1,0 mm	TITANIUM	30-29/D
30-30	185 mm (7 1/4")	0,6 mm	TITANIUM	30-30/D
30-31	210 mm (8 1/4")	0,7 mm	TITANIUM	30-31/D
30-32	185 mm (7 1/4")	0,6 mm	TITANIUM	30-32/D
30-33	210 mm (8 1/4")	0,7 mm	TITANIUM	30-33/D
30-34	230 mm (9")	0,7 mm	TITANIUM	30-34/D
30-35	255 mm (10 1/8")	0,7 mm	TITANIUM	30-35/D


POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA



D
czubki utwardzane
Jaws TC coated
Maul mit Hartmetall- beschichtet



POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA



POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA



POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Mikro-łmady z okrągłą rączką z Tytanu
Titan Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff
Titanium Micro-Needle Holders with Round Handles

D
czubki utwardzane
Jaws TC coated
Maul mit Hartmetall-beschichtet

	Rozmiar materiału szewnego /Nahtmaterialgröße/Suture size	
długość /Länge /length	7-0 i mniejsze /7-0 und kleiner /7-0 and smaller	5-0 i mniejsze /5-0 und kleiner /5-0 and smaller
150 mm		06-520, 06-520/T 06-521, 06-521/T
185 mm		06-520, 06-520/T 06-522, 06-523
210 mm	06-524, 06-525/T 06-526, 06-526/T	

06-520/T
185 mm (7 1/4")
TITANIUM

06-522/T
185 mm (7 1/4")
TITANIUM

06-524/T
210 mm (8 1/4")
TITANIUM

06-526/T
210 mm (8 1/4")
TITANIUM

06-528/T
150 mm (6")
TITANIUM

POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Mikro łmadła z okrągłą rączką
Mikro- Nadelhalter mit Rundgriff
Micro- Needle Holders with Round Handles

D

czubki utwardzane
Jaws TC coated
Maul mit Hartmetall- beschichtet

	Rozmiar materiału szewnego /Nahtmaterialgröße/Suture size	
dlugość /Länge /length	7-0 i mniejsze /7-0 und kleiner /7-0 and smaller	5-0 i mniejsze /5-0 und kleiner /5-0 and smaller
150 mm		06-520, 06-520/T 06-521, 06-521/T
185 mm		06-520, 06-520/T 06-522, 06-523
210 mm	06-525, 06-525/T 06-526, 06-526/T	



19

WARDA

warda@chirmed.pl, biuro@warda-warda.pl,

Polska Pn.: 792080689, Polska Pdn.: 575070463, Biuro: 607151979, 790270295

POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Mikro- Imadla z okrągłą rączką z twardą wkładką
Mikro- Nadelhalter mit Rundgriff mit Hartplatten
Micro- Needle Holders with Round Handles with TC insert

Gęstość nacięć dla igłotrzymaczy w twardą wkładką:
/Pitch of serration for needle holders with TC inserts:
/Teilung für Nadelhalter mit Hartmetall-Maulteile:

gładki/glatt/smooth 0,2 0,4 0,5

Zalecane rozmiary materiałów szwowych:
dla wkładek gładkich 9/0-11/0
dla wkładek o gęstości 0,2 mm 6/0-10/0
dla wkładek o gęstości 0,4 mm 4/0-6/0
dla wkładek o gęstości 0,5 mm do 3/0

Das empfohlene Nähmaterial
für glatte TC Hartplatten 9/0-11/0
für Platten mit Teilung 0,2 mm 6/0-10/0
für Platten mit Teilung 0,4 mm 4/0-6/0
für Platten mit Teilung 0,5 mm bis 3/0

Recommended suture sizes:
for smooth inserts 9/0-11/0
for inserts with pitch of serration 0,2 mm 6/0-10/0
for inserts with pitch of serration 0,4 mm 4/0-6/0
for inserts with pitch of serration 0,5 mm up to 3/0

06-171 180 mm (7 1/8")
gładkie/glatt/smooth

06-172 210 mm (8 1/4")
gładkie/glatt/smooth

06-173 210 mm (8 1/4")
wkładka gładka z węglika wolframu
/Platte glatt aus TC
/Insert smooth of TC

06-174 210 mm (8 1/4")
wkładka ząbkowana krzyżowo z węglika wolframu
/TC Platte, kariert
/TC insert, serrated

JACOBSON

06-182 145 mm (5 3/4")

06-183 145 mm (5 3/4")

06-184 177 mm (7")

06-185 215 mm (8 1/2")

06-181 180 mm (7 1/8")
06-186 210 mm (8 1/4")

06-187 185 mm (7 1/4")


CASTROVIEJO gładkie/glatt/smooth
CASTROVIEJO ząbkowane krzyżowo /kariert/cross serrated
CASTROVIEJO ząbkowane krzyżowo /kariert/cross serrated
CASTROVIEJO ząbkowane krzyżowo /kariert/cross serrated
JACOBSON MICRO ząbkowane krzyżowo /kariert/cross serrated
MICROSURGERY gładkie/glatt/smooth

POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA


Imadla z twardą wkładką
Nadelhalter mit Hartplatten
Needle Holders with TC insert



DE BAKEY



RYDER
gładkie/glatt/smooth




RYDER



SAROT
zabkowane krzyżowo
/kariert/cross serrated

19

POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA



POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA


Zaciski naczyniowe
Bulldogklemmen
Bulldog Clamps




DE BAKEY



10-001 80 mm (3 1/4")
proste szczęki 20 mm
/gerade Maul 20 mm
/straight jaws 20 mm



10-002 90 mm (3 3/4")
proste szczęki 30 mm
/gerade Maul 30 mm
/straight jaws 30 mm



10-003 105 mm (4 1/8")
proste szczęki 45 mm
/gerade Maul 45 mm
/straight jaws 45 mm




10-004 125 mm (5")
proste szczęki 68 mm
/gerade Maul 68 mm
/straight jaws 68 mm



DE BAKEY



10-005 75 mm (3")
odgięte szczęki 20 mm
/gebogen Maul 20 mm
/curved jaws 20 mm



10-006 85 mm (3 3/8")
odgięte szczęki 30 mm
/gebogen Maul 30 mm
/curved jaws 30 mm




10-007 95 mm (3 3/4")
odgięte szczęki 45 mm
/gebogen Maul 45 mm
/curved jaws 45 mm



10-008 115 mm (4 1/2")
odgięte szczęki 68 mm
/gebogen Maul 68 mm
/curved jaws 68 mm


19

POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA



POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Zaciski naczyniowe
Bulldogklemmen
Bulldog Clamps




19

WARDA

warda@chirmed.pl, biuro@warda-warda.pl,

Polska Pn.: 792080689, Polska Pdn.: 575070463, Biuro: 607151979, 790270295

POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA



POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Zaciski naczyniowe
Bulldogklemmen
Bulldog Clamps

IDENTYFIKACJA:
IDENTIFICATION:
IDENTIFICATION:



V (Vena) - niska siła zwierania
schwacher Schließdruck
low pressure

A (Arteria) - wysoka siła zwierania
starker Schließdruck
high pressure

VENA

10-300 30 mm (1 1/4")	szczęki/Mauljaws	9 mm
10-301 35 mm (1 1/8")	szczęki/Mauljaws	13 mm
10-302 40 mm (1 1/2")	szczęki/Mauljaws	14 mm
10-303 48 mm (1 3/4")	szczęki/Mauljaws	22 mm

ARTERIA

10-304 30 mm (1 1/4")	szczęki/Mauljaws	9 mm
10-305 35 mm (1 1/8")	szczęki/Mauljaws	13 mm
10-306 40 mm (1 1/2")	szczęki/Mauljaws	14 mm
10-307 48 mm (1 3/4")	szczęki/Mauljaws	22 mm

VENA TITANIUM

10-300/T 30 mm (1 1/4")	szczęki/Mauljaws	9 mm
10-301/T 35 mm (1 1/8")	szczęki/Mauljaws	13 mm
10-302/T 40 mm (1 1/2")	szczęki/Mauljaws	14 mm
10-303/T 48 mm (1 3/4")	szczęki/Mauljaws	22 mm

ARTERIA TITANIUM

10-304/T 30 mm (1 1/4")	szczęki/Mauljaws	9 mm
10-305/T 35 mm (1 1/8")	szczęki/Mauljaws	13 mm
10-306/T 40 mm (1 1/2")	szczęki/Mauljaws	14 mm
10-307/T 48 mm (1 3/4")	szczęki/Mauljaws	22 mm



VENA

10-308 30 mm (1 1/4")	szczęki/Mauljaws	9 mm
10-309 35 mm (1 1/8")	szczęki/Mauljaws	13 mm
10-310 40 mm (1 1/2")	szczęki/Mauljaws	14 mm
10-311 48 mm (1 3/4")	szczęki/Mauljaws	22 mm

ARTERIA

10-312 30 mm (1 1/4")	szczęki/Mauljaws	9 mm
10-313 35 mm (1 1/8")	szczęki/Mauljaws	13 mm
10-314 40 mm (1 1/2")	szczęki/Mauljaws	14 mm
10-315 48 mm (1 3/4")	szczęki/Mauljaws	22 mm

VENA TITANIUM

10-308/T 30 mm (1 1/4")	szczęki/Mauljaws	9 mm
10-309/T 35 mm (1 1/8")	szczęki/Mauljaws	13 mm
10-310/T 40 mm (1 1/2")	szczęki/Mauljaws	14 mm
10-311/T 48 mm (1 3/4")	szczęki/Mauljaws	22 mm

ARTERIA TITANIUM

10-312/T 30 mm (1 1/4")	szczęki/Mauljaws	9 mm
10-313/T 35 mm (1 1/8")	szczęki/Mauljaws	13 mm
10-314/T 40 mm (1 1/2")	szczęki/Mauljaws	14 mm
10-315/T 48 mm (1 3/4")	szczęki/Mauljaws	22 mm

19

WARDA

warda@chirmed.pl, biuro@warda-warda.pl,

Polska Pn.: 792080689, Polska Pdn.: 575070463, Biuro: 607151979, 790270295

POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Zaciski naczyniowe
Bulldogklemmen
Bulldog Clamps

IDENTYFIKACJA:
IDENTIFICATION:
IDENTIFICATION:

V (Vena) - niska siła zwierania
schwacher Schließdruck
low pressure

A (Arteria) - wysoka siła zwierania
starker Schließdruck
high pressure

VENA

10-316	30 mm (1 1/4")	szczęki/Maul/jaws	9 mm
10-317	35 mm (1 1/8")	szczęki/Maul/jaws	13 mm
10-318	40 mm (1 1/2")	szczęki/Maul/jaws	14 mm
10-319	50 mm (2")	szczęki/Maul/jaws	23 mm

VENA TITANIUM

10-316/T	30 mm (1 1/4")	szczęki/Maul/jaws	9 mm
10-317/T	35 mm (1 1/8")	szczęki/Maul/jaws	13 mm
10-318/T	40 mm (1 1/2")	szczęki/Maul/jaws	14 mm
10-319/T	50 mm (2")	szczęki/Maul/jaws	23 mm

ARTERIA

10-320	30 mm (1 1/4")	szczęki/Maul/jaws	9 mm
10-321	35 mm (1 1/8")	szczęki/Maul/jaws	13 mm
10-322	40 mm (1 1/2")	szczęki/Maul/jaws	14 mm
10-323	50 mm (2")	szczęki/Maul/jaws	23 mm


ARTERIA TITANIUM

10-320/T	30 mm (1 1/4")	szczęki/Maul/jaws	9 mm
10-321/T	35 mm (1 1/8")	szczęki/Maul/jaws	13 mm
10-322/T	40 mm (1 1/2")	szczęki/Maul/jaws	14 mm
10-323/T	50 mm (2")	szczęki/Maul/jaws	23 mm


JOHN-HOPKINS
10-234 76 mm (3")

JOHN-HOPKINS
10-234/T 76 mm (3")
TITANIUM

POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA




POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA




POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Zaciski Aorty i Tętniaka
Aorta-Aneurysma- Klemmen
Aorta-Aneurysm - Clamps



POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA




POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Zaciski Aorty
Aortaklemmen
Aorta Clamps



**DE BAKEY
10-101**
265 mm (10 1/8")
mocno odgięte/stark gebogen/strongly curved



**DE BAKEY
10-102**
260 mm (10 1/4")
odgięte/gebogen/curved




**DE BAKEY
10-103**
150 mm (6")




POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Zaciski naczyniowe do okluzji i zaciski wielofunkcyjne
Gefäßklemmen für Tangential-Verschluss und Mehrzweckklemmen
Tangential Occlusion Clamps and Multi-Purpose Clamps




POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Zaciski do zespożeń
Anastomosenklammern
Anastomosis Clamps




POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA



POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Zaciski do zespożeń
Anastomosisklemmen
Anastomosis Clamps




19

WARDA


warda@chirmed.pl, biuro@warda-warda.pl,

Polska Pn.: 792080689, Polska Pdn.: 575070463, Biuro: 607151979, 790270295

POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA



POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA



POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

