

2101 UNIWERSALNE PODKŁADY POZYCJONUJĄCE RĘKĘ

Uniwersalne pozycjonery do pozycjonowania ręki zapewniające ochronę ramion, łokci, przedramion i bicepsów pacjenta.

Na zdjęciu: 2101-4



2101

Model	Wymiary (cm)
2101-1	40 x 16 x 1
2101-2	60 x 16 x 1
2101-3	75 x 16 x 2
2101-4	50 x 15 x 1.5

2102/ 2103 POZYCJONERY ŁOKCIA I NADGARSTKA

Pozycjoner **2102** służy do ochrony stawu łokciowego oraz nerwu łokciowego. Pozycjoner **2103** służy do zabezpieczania nadgarstków i nerwów okolic nadgarstka.

Na zdjęciu: 2103-1



2102



2103




Model	Wymiary (cm)
2102	40 x 15 x 1.5

Model	Wymiary (cm)
2103	25 x 5 x 1
2103-1	32 x 5 x 1

2104 POZYCJONER PODTRZYMUJĄCY RĘKĘ / NOGĘ NA STOLE OPERACYJNYM

Do właściwego ułożenia ręki / nogi na stole operacyjnym.



2104

Model
2104

Wymiary (cm)
40 x 20 x 1.8

2109 UNIWERSALNE POZYCJONERY POD NADGARSTEK / CZOŁO

Do właściwego ułożenia ręki/ nogi/ głowy na stole operacyjnym.



2109-1

Model
2109-1
2109-2



2109-2

Wymiary (cm)
10 x 5 x 2
10 x 6.5 x 2

4106 POZYCJONER CHRONIĄCY KOLANA

Do właściwego ułożenia oraz zabezpieczenia kolan w pozycji „na brzuchu”.

Model
4106-1
4106-2

Wymiary zew./wew. (cm)
20 x 20 x 7 / \varnothing 13 - \varnothing 11
11 x 11 x 5/ \varnothing 7 - \varnothing 5



4106

4107 TUNEL DLA POZYCJI BOCZNEJ

Zabezpieczenie i wsparcie nóg w pozycji bocznej.



4107-1

Model
4107-1
4107-2

Wymiary (cm)
64 x 40 x 22
50 x 36 x 20