

**POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE  
WIELOKROTNEGO UŻYCIA**

---

**POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE  
WIELOKROTNEGO UŻYCIA**

**CHIRMED®**

***chirston®***

---

**WARDA**

warda@chirmed.pl, biuro@warda-warda.pl,

Polska Pn.: 792080689, Polska Pdn.: 575070463, Biuro: 607151979, 790270295

# POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

---


## SPIS TERŚCI

- 00 NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE, DO PRZYGOTOWANIA OPERACJI, TROKARY
- 01 SKALPELE, NOŻE
- 02 TRZONKI DO SKALPELI
- 03 NOŻYCZKI
- 04 PINCETY
- 05 KLESZCZE DO OPATRUNKÓW, KLESZCZE DO MYCIA, ZAPINKI DO SERWET
- 06 KLESZCZYKI NACZYNIOWE, ZACISKI BULDOG, KLIPSY NACZYNIOWE, APROKSYMATORY
- 07 KLESZCZE PREPARACYJNE I DO LIGATURY, ZACISKI DO HISTEROTOMII
- 08 IMADŁA I NARZĘDZIA DOI SZYCIA, IGŁY DO LIGATURY, SONDY
- 09 SONDY, WATOTRZYMACZE , KLIPSY DO SZWÓW
- 10 HAKI
- 11 ROZWIERACZE DO RAN, HAKI BRZUSZNE
- 12 HIRURGIA BRZUCHA, NARZĘDZIA DO CHIRURGII ŻOŁĄDKA, JELITA, ODBYTU
- 13 KLESZCZYKI DO PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH, WĄTROBY I ŚLEDZINY
- 14 UROLOGIA
- 15 WZIERNIKI GINEKOLOGICZNE
- 16 ROZSZERZADŁA DO MACICY
- 17 SONDY DOMACICZNE , KLESZCZE DO TAMPONÓW, KULOCIĄGI, KLESZCZE MACICZNE
- 18 NARZĘDZIA DO BIOPSJI I KIRETARZU
- 19 KARDIOCHIRURGIA, CHIRURGIA NACZYNIOWA I TORAKOCHIRURGIA
- 20 ODGRYZACZE KOSTNE
- 21 AMPUTACJA
- 22 PODWAZKI KOSTNE, DŹWIGNIE RASPATORY, I ŁYŻECZKI KOSTNE
- 23 MŁOTKI, DŁUTA
- 24 KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI, ODGRYZACZE KOSTNE, KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI
- 25 NARZĘDZIA DO DRUTÓW KOSTNYCH, WIERTARKI RĘCZNE , SZYDŁA
- 26 NARZĘDZIA DO OPATRUNKÓW
- 27 SSAKI
- 28 KOSZE I KASETY DO STERYLIZACJI, MISKI NERKOWATE
- 29 ZESTAW DO OPERACJI CIEŚNI NADGARSTKA
- 30 ZESTAW DO OPERACJ ENDOSKOPOWYCH

9. SONDY, WATOTRZYMACZE, KLIPSY DO SZWÓW

09

Sondy, watótrzymacze, klipsy do szwów  
Sonden, Watteträger, Wundklammern  
Probes, Cotton Applicators, Suture Clips



# POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Sandy  
Sonden  
Probes

**DOYEN**  
08-001  
145 mm  
(5 3/4")  
08-001M  
145 mm (5 3/4")  
rowkowana na całej długości  
/gerillt auf der ganzen Länge  
/serrated on the whole length

**NELATON**  
08-002  
160 mm  
(6 1/4")

**BRODIE**  
08-125  
200 mm  
(8")


**LARRY**  
08-009  
150 mm (6")  
rowkowany na czubku  
/gerillt auf der Spitze  
/grooved director

**PROBE**  
Prosta z oczkiem dł. 2mm  
/gerade mit Loch 2mm lang  
/straight with hole 2 mm long  
08-004  
115 mm (4 1/2")  
08-005  
130 mm (5 1/8")  
08-006  
145 mm (5 3/4")  
08-007  
160 mm (6 1/4")

**PROBE**  
podwójnie zakończona prosta, dł. końcówki 2 mm  
/doppelt beendet, Länge von der Spitze 2mm  
/double ended straight, length of the end 2mm  
08-008  
160 mm (6 1/4")

# POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Sondy  
Sonden  
Probes



**LOCKHART-MUMMERY**  
165 mm (6 1/2")

**LOCKHART-MUMMERY**  
08-003  
200 mm (8")



**BOWMAN LACRIMAL PROBES**  
08-010 - 08-015 130 mm (5 1/8")

podwójnie zakończona, prosta  
/doppelt beendigt, gerade  
/double ended, straight

**08-010** 0,5 + 0,6 mm, 000-000,  
**08-011** 0,7 + 0,8 mm, 00-0,  
**08-012** 0,9 + 1,1 mm, 1-2,  
**08-013** 1,3 + 1,4 mm, 3-4,  
**08-014** 1,5 + 1,6 mm, 5-6,  
**08-015** 1,8 + 1,9 mm, 7-8,




**WILLIAM LACRIMAL PROBES**  
08-016 - 08-021

podwójnie zakończona, prosta  
/doppelt beendigt, gerade  
/double ended, straight

**08-016** Sonda William, 000-0000,  
**08-017** Sonda William, 00-0,  
**08-018** Sonda William, 1-2,  
**08-019** Sonda William, 3-4,  
**08-020** Sonda William, 5-6,  
**08-021** Sonda William, 7-8,

# POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA



# POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Klipsy do szwów, pincety do zakładania klipsów.  
Suture clips, Clip Applying Forceps.  
Wundklammern, Klammeranlegepinzetten

- 08-131 7,5 mm x 1,75 mm
- 08-132 11,0 mm x 2,0 mm
- 08-133 12,0 mm x 3,0 mm
- 08-134 14,0 mm x 3,0 mm
- 08-135 16,0 mm x 3,0 mm
- 08-136 18,0 mm x 3,0 mm
- 08-137 20,0 mm x 3,0 mm
- 08-138 22,0 mm x 3,0 mm

1/1  
08-138 

**MICHEL**  
pakowane po 100 szt.  
Einzelverpackung 100 St.  
Packing unit 100 pcs.



**MICHEL**  
06-080  
120 mm (4 3/4")



**HEGENBARTH**  
06-082  
125 mm (5")



**OCHSNER**  
06-077  
140 mm (5 1/2")



**LANGE**  
06-078  
100 mm (4")




**CHILDS**  
06-079  
180 mm (7 1/8")



**WACHENFELD**  
06-081  
125 mm (5")



**WACHENFELDT**  
06-083  
125 mm (5")



## POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

Kleszcze do zdejmowania i zakładania klipsów  
Clip Applying- and Removing forceps  
Klammeranlage- und Entfernungsangen



**MICHEL**  
06-084  
120 mm (4 3/4")



**MOD. MICHEL**  
06-085  
120 mm (4 3/4")



**RICHTER-HEATH**  
06-087  
140 mm (5 1/2")




**COLLIN**  
06-086  
130 mm (5 1/8")




# POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

## Zaciski naczyniowe



**IDENTYFIKACJA:** **V(Vena)** niska siła zwierania  
low pressure  
**IDENTIFIKATION:** schwacher Druck  
**ИДЕНТИФИКАЦИЯ:** маломощный короткое замыкание

**A(Arteria)** wysoka siła zwierania  
high pressure  
starker Druck  
закрепие высокая прочность



IDENTYFIKACJA: IDENTIFICATION: IDENTIFIKATION:	V(Vena)	A(Arteria)	V(Vena)	A(Arteria)	V(Vena)	A(Arteria)	V(Vena)	A(Arteria)
Nr Kat. Cat. Ref. Katalognummer каталожный номер	CN 40 CN 40/T	CN 41 CN 41/T	CN 42 CN 42/T	CN 43 CN 43/T	CN 44 CN 44/T	CN 45 CN 45/T	CN 46 CN 46/T	CN 47 CN 47/T
Długość całkowita Total length Gesamtlänge общая длина	30 mm		35 mm		40 mm		50 mm	
Długość szczęk Length of jaws Maullänge длина челюсти	9 mm		13 mm		14 mm		23 mm	
Siła chwata Gripping pressure Опьяраблск отверстия прочность	110-150 g	220-280g	110-150 g	220-280g	110-150 g	220-280g	110-150 g	220-280g

## POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA



CN 52



CN 52/T  
TITANIUM



szczypki lekko odgięte  
slightly curved jaws  
leicht gebogenes Maul  
челюсть слегка согнута

IDENTYFIKACJA: IDENTIFICATION: ИДЕНТИФИКАЦИЯ	V (Vena)	A (Arteria)	V (Vena)	A (Arteria)	V (Vena)	A (Arteria)	V (Vena)	A (Arteria)
Nr Kat. Cat. Ref. Каталожный номер	CN 48 CN 48/T	CN 49 CN 49/T	CN 50 CN 50/T	CN 51 CN 51/T	CN 52 CN 52/T	CN 53 CN 53/T	CN 54 CN 54/T	CN 55 CN 55/T
Długość całkowita Total length Gesamtlänge общая длина	30 mm		35 mm		40 mm		48 mm	
Długość szczypk Length of jaws Maullänge длина челюсти	9 mm		13 mm		14 mm		22 mm	
Sila otwarcia Opening pressure Öffnungsdruck открытие прочность	110-150 g	220-280g	110-150 g	220-280g	110-150 g	220-280g	110-150 g	220-280g



CN 60



CN 60/T  
TITANIUM






szczypki mocno odgięte  
curved jaws  
stark gebogenes Maul  
челюсти плотно изогнута

IDENTYFIKACJA: IDENTIFICATION: ИДЕНТИФИКАЦИЯ	V (Vena)	A (Arteria)	V (Vena)	A (Arteria)	V (Vena)	A (Arteria)	V (Vena)	A (Arteria)
Nr Kat. Cat. Ref. Каталожный номер	CN 56 CN 56/T	CN 57 CN 57/T	CN 58 CN 58/T	CN 59 CN 59/T	CN 60 CN 60/T	CN 61 CN 61/T	CN 62 CN 62/T	CN 63 CN 63/T
Długość całkowita Total length Gesamtlänge общая длина	30 mm		35 mm		40 mm		45 mm	
Długość szczypk Length of jaws Maullänge длина челюсти	12 mm		16,5 mm		17 mm		21 mm	
Sila otwarcia Opening pressure Öffnungsdruck открытие прочность	110-150 g	220-280g	110-150 g	220-280g	110-150 g	220-280g	110-150 g	220-280g

# POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA



**GLOVER**  
CN 89      CN 90






Nr Kat. Cat. Ref. Каталожный номер	CN 89	CN 90	CN 91	CN 92	CN 93	CN 94	CN 95
	A	B	A	B	A	B	C
Długość całkowita Total length Gesamtlänge общая длина	48 mm	45 mm	69 mm	63 mm	84 mm	76 mm	37 mm
Długość szczęk Length of jaws Maulänge длина челюсти	22 mm		33 mm		48 mm		33 mm



**COOLEY**  
CN 84      CN 85



CN 88



Nr Kat. Cat. Ref. Каталожный номер	CN 82	CN 83	CN 84	CN 85	CN 86	CN 87	CN 88
	A	B	A	B	A	B	C
Długość całkowita Total length Gesamtlänge общая длина	48 mm	44 mm	69 mm	64 mm	126 mm	115 mm	37 mm
Długość szczęk Length of jaws Maulänge длина челюсти	22 mm		33 mm		61 mm		33 mm

# POLSKIE NARZĘDZIA MEDYCZNE CHIRURGICZNE WIELOKROTNEGO UŻYCIA

## Sondy naczyniowe

