


AUTOMATYCZNY, BEZDOTYKOWY TERMOMETR NAŚCIENNY DO SZYBKIEGO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA

nr kat. W1



- Stworzony do szybkiej i dokładnej kontroli temperatury pracowników, uczniów/studentów itp.
- Bezobsługowy.
- Do użytku w miejscach publicznych.
- Wizualny i dźwiękowy alarm podwyższonej temperatury.
- Dokładny i natychmiastowy odczyt na ekranie LCD.
- Nie ma potrzeby używania materiałów eksploatacyjnych.
- Dokładność : $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- Automatyczny pomiar w odległości 5 cm ~ 10 cm.
- Zakres pomiaru w podczerwieni: 0 ~ 50 $^{\circ}\text{C}$.
- Czas odpowiedzi: 0,5 sekundy.
- Wyświetlacz cyfrowy.
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy.
- Możliwość ładowania złączem USB, typ C.
- Waga: 350g.
- Wymiary: 170 * 115 * 140 mm.
- Czas pracy/czuwanie: około 7 dni (2000 mAh).
- Certyfikat CE, FDA.



Inne termometry bezdotykowe



Bezdotykowy termometr do czoła i ucha
Nr kat.: W2



Bezdotykowy termometr do czoła z Bluetooth
Nr kat.: W3

W trosce o was

WARDA

Przyłęki, ul. Korzenna 5, 86-005 Białe Błota

tel.: +48 607 151 979, fax: +48 52 561 08 63

www.wardamed.pl

e-mail: biuro@warda-warda.pl